

ICT

Operating Instructions



КОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО / КОЛЕНО – ЛЕВОЕ ИЛИ ПРАВОЕ КОЛЕНО
(10010 001-00 / 10110 040-00)

2-компонентная система обеспечивает оптимальное лечение холодом боли в колене и воспаления в результате растяжения связок, передней крестообразной связки / внутренней боковой связки / растяжений или разрывов мениска, тендинита наколенной чашечки (колена прыгунга), трения илюотибального тракта (колени бегуна).

Есть возможность выполнения индивидуальных настроек для обеспечения максимального сжатия и комфорта*

КОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО / СПИНА – НИЖНИЙ ИЛИ СРЕДНИЙ ОТДЕЛ ПОЯСНИЦЫ
(10040 001-00)

2-компонентная система обеспечивает оптимальное лечение холодом боли в спине, характеризующейся одним из следующих симптомов: болезненность, ригидность, спазмы, перегрузка, растяжение, артрит, боль в крестцово-подвздошном суставе, пояснично-крестцовый радикулит. Есть возможность выполнения индивидуальных настроек для обеспечения максимального сжатия и комфорта.

КОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО / ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ – ЛОДЫЖКА, ЛОКОТЬ, ЗАПЯСТЬЕ, ГОЛЕНЬ
(10030 001-00 / 10130 040-00)

2-компонентная система обеспечивает оптимальное лечение холодом растяжения связок верхней или нижней части лодыжки, локтевого тендинита (локоть теннисиста), растяжения связок запястья, расколотой голени, подошвенного фасцита, ушиба ноги или руки, растяжения связок/тендинита ахиллова сухожилия, растяжения связок задней части голени, ушиба предплечья и двуглавых мышц. Есть возможность выполнения индивидуальных настроек для обеспечения максимального сжатия и комфорта*

КОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО / ПЛЕЧО – ПРАВОЕ ИЛИ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО / ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
(10021 001-00 / 10022 001-00 / 10121 040-00 / 10122 040-00)

2-компонентная система обеспечивает оптимальное лечение холодом тендинита / разрыва мышц плечевого пояса, боли в акромиально-ключичном сочленении, растянутого сухожилия, бурсита, синдрома сдавления ротатора плеча и перегрузки плеча. Есть возможность выполнения индивидуальных настроек для обеспечения максимального сжатия и комфорта*

КОМПРЕССИОННОЕ УСТРОЙСТВО / РАСТЯНУТОЕ ПЛЕЧО* – ПРАВОЕ ИЛИ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО / ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
(10051 001-00 / 10052 001-00)

2-компонентная система обеспечивает оптимальное лечение холодом тендинита / разрыва мышц плечевого пояса, боли в акромиально-ключичном сочленении, растянутого сухожилия, бурсита, синдрома сдавления ротатора плеча и перегрузки плеча. Есть возможность выполнения индивидуальных настроек для обеспечения максимального сжатия и комфорта.

* В состав входит большая емкость для льда, позволяющая вдвое увеличить зону покрытия

* Только для Hyperice Pro

Инструкция по применению

- 1) Заполните льдом 2/3 емкости для льда – без добавления воды. Дробленый лед или небольшие куски льда лучше всего подходят для использования со всей продукцией Hyperice, но при необходимости можно также использовать кубики льда.
- 2) Поместите емкость для льда на ровную поверхность и раскатайте – удалите из емкости как можно больше воздуха, прежде чем закрыть ее крышкой.
- 3) Поместите емкость для льда внутри компрессионной манжеты.
- 4) Расположите прибор на теле и затяните компрессионные ремни до нужного уровня сжатия.
- 5) Слегка нажмите на воздухоотделительный клапан, чтобы удалить воздух из емкости для льда. Для обеспечения дополнительного давления повторно затяните компрессионные ремни после того, как будет выпущен воздух.
- 6) Оставьте прибор на 15-20 минут. Нажимайте на воздухоотделительный клапан каждые 5 минут, чтобы выпустить накапливаемый во время лечебной процедуры воздух для поддержания оптимального давления.

Инструкция по уходу

- 1) После использования промойте внутреннюю поверхность емкости для льда питьевой водой, а затем высушите ее сухим воздухом
- 2) После того, как емкость высохнет, положите ее в сухое прохладное место для хранения
- 3) Не подвергайте емкость для льда воздействию прямых солнечных лучей и/или тепловому воздействию; УФ-лучи могут повредить медицинский материал
- 4) Не допускается заполнение емкости для льда никаким другим материалом, кроме льда
- 5) Не допускается глажение или стирка емкости в стиральной машине

Предупреждение

- 1) Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции
 - 2) Не оставляйте какой-либо прибор HYPERICE® на теле более 25 минут
- Чтобы получить более подробную информацию о том, как использовать выбранное вами устройство HYPERICE®, зайдите в раздел ПРОДУКЦИЯ на нашем сайте www.hyperice.com. Там вы найдете видео-инструкцию, в которой подробно показано, как нужно использовать выбранное вами устройство HYPERICE®.

**ГАРАНТИЯ СРОКОМ НА 1 ГОД**

Если в течение одного года с даты совершения покупки товар придет в неисправное состояние по причине материального дефекта или заводского брака, то компания Hyperice Inc., Hyperice SAS и/или международный дистрибьютор, дилер или продавец, у которого вы купили товар, обязуется бесплатно произвести его ремонт или заменить его или отдельные детали.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ:

- (a) случайное повреждение или повреждение в результате нецелевого использования, несоблюдения правил эксплуатации или транспортировки;
- (b) детали, подвергшиеся несанкционированному ремонту;
- (c) детали, которые были использованы с нарушением инструкций по уходу от компании Hyperice;
- (d) ущерб, сумма которого превышает стоимость самого продукта;
- (e) износ поставленного товара в результате неправильного хранения и/или условий техники безопасности на территории заказчика;
- (f) отсутствие датированных доказательств совершения покупки.

Некоторые страны и государства не допускают ограничения ответственности за нанесенный ущерб, в связи с чем вышеуказанные ограничения могут не применяться в отношении вас. Настоящая гарантия обеспечивает ряд определенных законных прав, но отдельные права могут отличаться в разных странах и государствах. Гарантийное обслуживание доступно при условии соблюдения правил и инструкций по эксплуатации от компании Hyperice Inc., Hyperice SAS и всех международных дистрибьюторов Hyperice. Если вы являетесь нашим клиентом, свяжитесь с определенным предприятием Hyperice или обратитесь к дилеру или розничному оператору, у которого вы приобрели товар, для оформления гарантии и разрешения на возврат товара. Настоящая гарантия разработана и составлена компаниями Hyperice Inc. и Hyperice SAS.



hyperice.com



Hyperice, Inc.
525 Technology Drive, Suite 100 • Irvine, California 92618 • USA

Copyright 2021 © Hyperice, Inc. All rights reserved.
170-00096 Rev 1