



# Facebotolift peptide®

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ МЕЗОТЕРАПИИ

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



### Не рекомендуется пациентам:

- Принимающим антигистаминные препараты и/или антикоагулянты.
- С историей герпеса в области, подлежащей лечению.
- Принимающим сосудорасширяющие вещества накануне вечером (аспирин, чеснок, вино, лекарственные травы...).
- Беременным и кормящим женщинам
- Со специфической повышенной чувствительностью к вводимым веществам
- Страдающим аутоиммунными заболеваниями
- Страдающим активными дерматологическими заболеваниями (псориаз, угревая сыпь и др.)



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ

Пациент должен быть предупрежден о том, что мезотерапия, используемая в косметической медицине, представляет собой метод, используемый для омоложения кожи в обрабатываемой области.

В зависимости от используемых продуктов он будет способствовать улучшению внешнего вида кожи:

- Стимулирование синтеза коллагена в фибробластах за счет заживления микроран, вызванных проколами.
- Помогает предотвратить и уменьшить морщины, дряблость, удалить пятна, благодаря действию введенных активных веществ

За 15 дней до начала лечения продиагностируйте состояние кожи, чтобы провести необходимые подготовительные процедуры, для усиления лечебного ответа на инъекции. В качестве таких процедур может быть рекомендован поверхностный и/или срединный пилинг.

## ПОДГОТОВКА КОЖИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ

Удалите макияж очищающим молочком, нанесите анестезирующий крем на обрабатываемую область, продезинфицируйте. Небольшие участки кожи продолжайте дезинфицировать спиртом или хлоргексидином по мере продвижения инъекции.

## МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

- Шприцы с соединением Luer-Lock.
- Многоочечный мезотерапевтический пистолет.
- Игла 30G-33G длиной 4 мм и/или 8-12-14 мм в зависимости от техник введения.

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

1. Сухая мезотерапия: многократные проколы на обрабатываемом участке без введения каких-либо активных веществ.
2. Влажная мезотерапия: многократные проколы на обрабатываемом участке с нанесением на кожу активных веществ.
3. Мезотерапия с инъекцией продукта:
  - 3А. Внутрикожный наппаж: многократные инъекции, небольшое количество продукта, глубина менее 4 мм.
  - 3Б. Внутрикожная папула: введение большего количества продукта.
  - 3С. По пунктам: многократные внутрикожные инъекции большего количества продукта.
  - 3Д. Ретроградная техника: введите иглу параллельно дерме и введите продукт, когда вы вынимаете иглу.

## FACEBOTOLIFT peptide® - медицинское изделие класса III



Протокол ухода зависит от возраста клиента и состояния его кожи. Необходимо выполнить от 5 до 6 сеансов с интервалом в 1 или 2 недели. Кроме того, рекомендуется проводить поддерживающие сеансы каждые 6 месяцев.

### БАЗОВЫЙ ПРОТОКОЛ

#### 1. Область применения:

Морщины верхней части лица: виски, межбровные морщины, гусиные лапки

Периоральные морщины

#### 2. Рекомендуемые материалы

2А. Шприц с Luer-Lock.

2Б. Мультипунктурный мезопистолет.

2С. Иглы 30-33 G, длиной 8мм.

#### 3. Мезопрокол лица

3А. Количество продукта:

верхняя часть лица от 2 до 3 мл (30 проколов)

все лицо от 4 до 5 мл (50 проколов)

3Б. Применение

Точечно в папулу, многократные внутрикожные или внутримышечные инъекции примерно 0,1 мл каждый.

