



Cellu peptide®

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ МЕЗОТЕРАПИИ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не рекомендуется пациентам:

- Принимающим антигистаминные препараты и/или антикоагулянты.
- С историей герпеса в области, подлежащей лечению.
- Принимающим сосудорасширяющие вещества накануне вечером (аспирин, чеснок, вино, лекарственные травы...).
- Беременным и кормящим женщинам
- Со специфической повышенной чувствительностью к вводимым веществам
- Страдающим аутоиммунными заболеваниями
- Страдающим активными дерматологическими заболеваниями (псориаз, угревая сыпь и др.)



РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ

Пациент должен быть предупрежден о том, что мезотерапия, используемая в косметической медицине, представляет собой метод, используемый для омоложения кожи в обрабатываемой области.

В зависимости от используемых продуктов он будет способствовать улучшению внешнего вида кожи:

- Стимулирование синтеза коллагена в фибробластах за счет заживления микроран, вызванных проколами.
- Помогает предотвратить и уменьшить морщины, дряблость, удалить пятна, благодаря действию введенных активных веществ

За 15 дней до начала лечения продиагностируйте состояние кожи, чтобы провести необходимые подготовительные процедуры, для усиления лечебного ответа на инъекции. В качестве таких процедур может быть рекомендован поверхностный и/или срединный пилинг.

ПОДГОТОВКА КОЖИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ

Очистите кожу в обрабатываемой области, нанесите анестезирующий крем, продезинфицируйте.

Небольшие участки кожи продолжайте дезинфицировать спиртом или хлоргексидином по мере продвижения инъекции.

МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

- Шприцы с соединением Luer-Lock.
- Многоочечный мезотерапевтический пистолет.
- Игла 30G-33G длиной 4 мм и/или 8-12 мм в зависимости от техник введения.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

1. Сухая мезотерапия: многократные проколы на обрабатываемом участке без введения каких-либо активных веществ.
2. Влажная мезотерапия: многократные проколы на обрабатываемом участке с нанесением на кожу активных веществ.
3. Мезотерапия с инъекцией продукта:
 - 3А. Внутрикожный аппаж: многократные инъекции, небольшое количество продукта, глубина менее 4 мм.
 - 3Б. Внутрикожная папула: введение большего количества продукта.
 - 3С. По пунктам: многократные внутрикожные инъекции большего количества продукта.
 - 3Д. Ретроградная техника: введите иглу параллельно дерме и введите продукт, когда вы вынимаете иглу.

CELLU peptide® - медицинское изделие класса III



Протокол ухода зависит от возраста клиента и состояния его кожи. Необходимо выполнить от 7 до 15 сеансов с интервалом в 2 недели. Кроме того, рекомендуется проводить поддерживающие сеансы каждые 6 месяцев.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

1. Область применения.

Ягодицы, медиальные и латеральные поверхности бедер

2. Рекомендуемые материалы

2А. Шприц с Luer-Lock.

2Б. Мультипунктурный мезопистолет.

2С. Иглы 30-33G длиной 6/8 мм

3. Мезопротокол

4. Количество продукта: 5 мл

5. Точечно или папульно в большом количестве через каждые 8/9 мм

