

GLYCOLON®



GLYCOLON® ist ein monofiles, resorbierbares Nahtmaterial aus Polyglycolsäure und Caprolacton. Das Material zeichnet sich durch ausgezeichnete Reißfestigkeit besonders in geringen USP-Stärken aus und eignet sich in Kombination mit dem kurzfristigen Resorptionsprofil besonders für den kosmetischen Wundverschluss. Lieferbare Farben sind violett und ungefärbt und eine große Auswahl an verschiedenen Nadeltypen rundet das Sortiment ab.

- kurzfristig resorbierbares Monofilament
- hohe Reißkraft
- glatter Gewebedurchzug
- minimale Gewebereaktion
- guter Knotensitz




GLYCOLON®



GLYCOLON® is a absorbable monofilament suture based on Polyglycolacid and Caprolacton. The suture has excellent tensile strength especially in thinner USP sizes and because of the quick absorption it suits for cosmetic wound closure. Available colors are violet and undyed and a wide range of different needle types provide a complete portfolio.

- short term absorbable monofilament
- high tensile strength
- smooth tissue passage
- minimized tissue trauma
- perfect knot security



In-vitro-Degradationsversuch
In-vitro trial of suture degradation

GLYCOLON®

Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no. USP	Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
1/2-Kreis Rundkörper = HR, HRS <i>1/2 circle, round bodied = HR, HRS</i>					
● HR 12 	6-0 5-0	0,7 1	0,45 0,45	violett/violet violett/violet	PB40204 PB40200
● HR 17 	5-0 4-0 3-0	1 1,5 2	0,70 0,70 0,70	violett/violet violett/violet violett/violet	PB40201 PB40202 PB40203
● 2x HR 17 	5-0	1	0,70	violett/violet	PB40207
● HR 22 	4-0 3-0 2-0	1,5 2 3	0,70 0,70 0,70	violett/violet violett/violet violett/violet	PB40215 PB40216 PB40217
● HR 27 	4-0 3-0 2-0	1,5 2 3	0,70 0,70 0,70	violett/violet violett/violet violett/violet	PB40230 PB40231 PB40232
● 2x HR 27 	4-0	1,5	0,90	violett/violet	PB40236
● HRS 27 	0 1	3,5 4	0,70 0,90	violett/violet violett/violet	PB40310 PB40313
● HR 35 	2-0 0	3 3,5	0,70 0,70	violett/violet violett/violet	PB40241 PB40242
● HRS 35 	0 1	3,5 4	0,90 0,90	violett/violet violett/violet	PB40324 PB40325
● HRS 40 	0 1	3,5 4	0,90 0,90	violett/violet violett/violet	PB40334 PB40335
● HRS 48 	1	4	0,90	violett/violet	PB40343

GLYCOLON®

Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no. USP	Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces	
1/2-Kreis schneidende Rundkörper (Diamond-Spitze) = HRT · 1/2 circle round bodied, trocar point = HRT						
▼ HRT16 	5-0	1	0,45	violett/violet	PB40602	24
▼ HRT18 	4-0 3-0	1.5 2	0,70 0,70	violett/violet violett/violet	PB40605 PB40606	24 24
▼ HRT 22 	4-0	1.5	0,70	violett/violet	PB40613	24
▼ HRT 25 	2-0	3	0,70	violett/violet	PB40620	24

1/2-Kreis schneidende = HS mit PREMIUM-Schliff = HSM 1/2 circle, reverse cutting = HS PREMIUM cut = HSM
--

▼ HSM 9 	6-0	0.7	0,45	violett/violet	PB41201	24
▼ HS18 	4-0	1.5	0,70	violett/violet	PB41101	24

GLYCOLON®

Sterile Nadel-Faden-Kombination


Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no. USP	Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
3/8-Kreis schneidende = DS mit PREMIUM-Schliff = DSM · 3/8 circle, reverse cutting = DS, PREMIUM cut = DSM					
▽ DSM 11	6-0 5-0 6-0	0,7 1 0,7	0,45 0,45 0,45	violett/violet violett/violet ungefärbt/ undyed	PB41512 PB41501 PB41502
▽ DSM 13	5-0 4-0 5-0 6-0 5-0 4-0 5-0	1 1.5 1 0,7 1 1.5 1	0,45 0,45 0,70 0,45 0,45 0,45 0,70	violett/violet violett/violet violett/violet ungefärbt/ undyed ungefärbt/ undyed ungefärbt/ undyed ungefärbt/ undyed	PB41503 PB41508 PB41507 PB41504 PB41505 PB41506 PB41523
▽ DSM 16	5-0 4-0 5-0 4-0 4-0	1 1.5 1 1.5 1.5	0,45 0,45 0,45 0,45 0,70	violett/violet violett/violet ungefärbt/ undyed ungefärbt/ undyed ungefärbt/ undyed	PB41509 PB41511 PB41524 PB41510 PB41525
▼ DS 18	5-0 4-0 3-0 4-0 4-0 3-0 5-0 4-0 3-0	1 1.5 2 1.5 1.5 2 1 1.5 2	0,45 0,45 0,45 0,70 0,45 0,45 0,70 0,70 0,70	violett/violet violett/violet violett/violet violett/violet ungefärbt/ undyed ungefärbt/ undyed ungefärbt/ undyed ungefärbt/ undyed	PB41421 PB41420 PB41413 PB41416 PB41411 PB41412 PB41410 PB41414 PB41415

GLYCOLON®

Sterile Nadel-Faden-Kombination

Needle - suture - combination, sterile

Nadel / needle	Stärke Nr. gauge no. USP	Stärke Nr. gauge no. metric	Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
3/8-Kreis schneidende = DS mit PREMIUM-Schliff = DSM <i>3/8 circle, reverse cutting = DS PREMIUM cut = DSM</i>						
▽ DSM 18 	4-0 5-0	1.5 1	0,70 0,45	violett/violet ungefärbt/ <i>undyed</i>	PB41515 PB41516	24 24
	4-0	1.5	0,45	ungefärbt/ <i>undyed</i>	PB41513	24
	3-0	2	0,45	ungefärbt/ <i>undyed</i>	PB41514	24
	4-0	1.5	0,70	ungefärbt/ <i>undyed</i>	PB41522	24
	3-0	2	0,70	ungefärbt/ <i>undyed</i>	PB41526	24
▼ DS 21 	4-0	1.5	0,70	violett/violet	PB41417	24
▼ DS 24 	3-0 2-0	2 3	0,70 0,70	ungefärbt/ <i>undyed</i> ungefärbt/ <i>undyed</i>	PB41418 PB41419	24 24
▽ DSM 24 	3-0 2-0	2 3	0,70 0,70	ungefärbt/ <i>undyed</i> ungefärbt/ <i>undyed</i>	PB41520 PB41521	24 24

GLYCOLON® PGA/PCL

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen

Sterile pre-cut suture, non-needled

	Stärke Nr. gauge no. USP	Stärke Nr. gauge no. metric	Länge/length m	Farbe/colour	Best.-Nr. code no.	Pckg.-Inhalt box content in Stück/pieces
	4-0	1.5	3x 0,45	ungefärbt/ <i>undyed</i>	PT333	24
	3-0	2	3x 0,45	ungefärbt/ <i>undyed</i>	PT433	24
	2-0	3	3x 0,45	ungefärbt/ <i>undyed</i>	PT533	24