

ООО «МалидиМед»
211415, Витебская область, г. Полоцк, проспект Ф.Скорины, д.14, пом.32, к.3
Р/с: BY87 ALFA 3012 2A26 2000 1027 0000 в ЗАО «Альфа-Банк»,
БИК: ALFABY2X, УНП: 391961785
Директор Косаревич Денис Владимирович действует на основании Устава
E-mail: info@malmed.by Тел. +375-44-5577181

Директору предприятия

Коммерческое предложение

Производственное предприятие «МалидиМед» предлагает Вам приобрести произведенный на нашем предприятии поверенный белорусский анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе ММ-100, предназначенный для измерения массовой концентрации паров этанола в воздухе, выдыхаемом человеком. Прибор оснащен современным электрохимическим датчиком (сенсором), который обеспечивает быстрое и точное измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе сотрудников и надежную долговременную работу прибора.



Преимущества анализатора ММ-100:

- 1) современный электрохимический датчик (сенсор);
- 2) простое и удобное управление с помощью одной кнопки;
- 3) система контроля правильности продувания;
- 4) тестирование производится с помощью мундштуков (наконечников) белорусского производства (НПК «БИОН»);
- 5) активный и пассивный режимы тестирования;
- 6) прибор поставляется в защитном чехле.

Система контроля правильности продувания (функция антиобман) полностью исключает возможность подделки результатов и манипулирования ими - при недостаточной силе выдоха, прерывании выдоха или втягивании воздуха в себя забор воздуха для проведения теста не производится, тестируемому нужно продолжить продувание.

Анализатор ММ-100 включен в Реестр средств измерений Республики Беларусь в мае 2024 года и поставляется поверенным.

Технические характеристики анализатора ММ-100

Тип датчика (сенсора)	электрохимический
Тип продувания	<u>контактный</u> через одноразовый мундштук
Единица измерения	мг/л
Диапазон измерений	0-0,950 мг/л
Диапазон показаний	0-1,500 мг/л

Пределы допускаемой погрешности	± 0.050 мг/л в диапазоне 0.000-0.500 мг/л; ± 10 % в диапазоне 0.500-0.95 мг/л
Время готовности анализатора к работе после включения	не более 10 сек.
Продолжительность анализа после отбора пробы	не более 10 сек.
Температура эксплуатации	от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$
Техническое обслуживание и настройка точности	при необходимости, но не реже 1 раза в год
Поверка прибора	1 раз в 6 месяцев
Способ питания	2 алкалиновых элемента питания АА 1,5 В
Габаритные размеры (ДхШхВ)	не более 120х64х21 мм
Масса	не более 140 г
Средний срок службы прибора	5 лет
Гарантийный срок	12 месяцев

Комплектность анализатора ММ-100: анализатор – 1 шт., чехол – 1 шт., алкалиновые элементы питания АА 1,5 В – 2 шт., наконечники съемные до 1000 мкл. НПК «БИОН» – 100 шт., паспорт – 1 шт., свидетельство о поверке – 1 шт.

Цена на данный прибор со сроком поставки в течение 10 банковских дней после 100 % предоплаты составляет 468 руб. с НДС. Мы бесплатно доставляем анализаторы по Беларуси на склад Покупателя.

Дополнительно Вы можете приобрести для использования в анализаторе ММ-100 2 аккумулятора С.L.D.P Zn-Ni АА 2500 мВтч, 1.6 В стоимостью 24 руб. с НДС за 2 аккумулятора и белорусское зарядное устройство «CLDP» CLA23U для Zn-Ni аккумуляторов стоимостью 27,6 руб. с НДС, стоимость комплекта – 51,6 руб. с НДС.

Гарантийный и послегарантийный ремонты, техническое обслуживание и настройка точности анализаторов производятся в сервисном центре в г.Полоцке, который оказывает услуги и по организации государственной поверки анализаторов.

При наличии на Вашем предприятии добровольного страхования сотрудников или автотранспорта (каска) приобретение анализаторов возможно за счет Фонда превентивных мероприятий Вашей страховой компании. Более подробную информацию Вы можете уточнить у своего страхового агента.

С уважением,

Директор



Д.В. Косаревич